

CARDIOVIT AT-102 G2

Semplice, intelligente e all'avanguardia



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-102 G2

L'ECG di nuova generazione
CARDIOVIT AT-102 G2:

- ✧ Solido e affidabile per ospedali e cliniche
- ✧ Comunicazione Wi-Fi bidirezionale veloce con HIS/EMR
- ✧ Qualità del segnale e algoritmi diagnostici ottimali per pazienti adulti e pediatrici



TECNOLOGIA E CONNETTIVITÀ ALL'AVANGUARDIA

CARDIOVIT AT-102 G2 è dotato di un display 8" con tasti funzione a sfioramento. Inoltre, la tastiera alfanumerica sigillata garantisce una pulizia semplice, rendendo il dispositivo altamente adatto alla routine clinica di tutti i giorni. La tecnologia intelligente della batteria garantisce più di 8 ore di registrazione ECG.

La comunicazione bidirezionale consente il facile accesso ai dati e la rapida trasmissione dei referti ECG ai sistemi EMR/HIS. La connettività Wi-Fi e LAN standard, unitamente alla verifica degli ECG su schermo e alla grande capacità di memoria, consente di non utilizzare la carta e di ridurre i costi. Quando è necessario un referto cartaceo, la stampa personalizzabile è disponibile grazie alla stampante termica interna ad alta risoluzione per formato A4.

ELEVATA EFFICIENZA IN OGNI FLUSSO DI LAVORO

L'acquisizione ECG non è mai stata così semplice e veloce: È sufficiente immettere o scaricare i dati paziente tramite PDQ o lista di lavoro, acquisire l'ECG, salvare, stampare e trasmettere i dati in venti secondi utilizzando un unico tasto di navigazione.



FACILI PASSI 1-2-3

- 1: Immettere o scaricare i dati paziente
- 2: Controllare la qualità del segnale e l'inversione delle derivazioni ed eseguire l'ECG
- 3: Verificare l'ECG prima di memorizzazione, esportazione o stampa

QUALITÀ DEL SEGNALE E STRUMENTI DIAGNOSTICI OTTIMALI

CARDIOVIT AT-102 G2 impiega gli algoritmi più avanzati di SCHILLER.

ECG PEDIATRICO: Grazie all'altissima frequenza di campionamento e a un'ampia banda di frequenza fino a 250 Hz, CARDIOVIT AT-102 G2 offre una qualità del segnale ottimale per l'ECG pediatrico.

RITMO A RIPOSO: Con CARDIOVIT AT-102 G2 è possibile registrare il ritmo a riposo per un periodo di tempo fino a 10 minuti. I dati Full Disclosure, il trend della frequenza cardiaca e gli eventi possono essere revisionati, memorizzati e stampati, nonché trasmessi a HIS/EMR in formato PDF, DICOM o HL7.

Stampante termica interna
ad alta risoluzione per
formato A4

Tastiera alfanumerica sigillata,
facile da pulire e altamente
igienica

Tasti funzione a
sfioramento

I tasti di spostamento
consentono un'efficienza
elevata in qualunque flusso
di lavoro

Il contenitore permette di
organizzare e salvaguardare
gli asset dell'ospedale e gli
oggetti di proprietà del
personale

Manovrabilità fluida e confortevole
grazie alle ruote scorrevoli
e a una maniglia posizionata
esattamente all'altezza giusta

ECG DA SFORZO: In via opzionale, CARDIOVIT AT-102 G2 può eseguire l'ECG di base da sforzo con un'ampia scelta di protocolli per treadmill ed ergometri. Sono disponibili la revisione e la refertazione completa della prova, con trend, tabella dei passi, modello di interpretazione ed elenco eventi. Inoltre, è possibile trasmettere i dati della prova da sforzo a HIS/EMR in vari formati.

ETM CON ETM SPORT: Uno dei programmi più rinomati del settore per l'interpretazione ECG a 12 derivazioni simultanee, in grado di offrire qualità e affidabilità senza compromessi.

ETM Sport è il primo modulo di interpretazione ECG progettato per gli atleti in base ai Criteri di Seattle.

CCAA: Il Culprit Coronary Artery Algorithm (algoritmo dell'arteria coronaria colpevole) di SCHILLER è usato in pronto soccorso e al di fuori dell'ospedale ogni volta che serve prendere immediatamente una decisione rapida in presenza di dolore al petto. Localizza la sede dell'ostruzione nell'arteria coronarica e dunque le dimensioni dell'area cardiaca a rischio.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99
 Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
 H-1141 Budapest
 Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
 Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8953 Dietikon
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

