



CARDIOVIT CS-104

L'ECG da sforzo del futuro in un sistema integrato




SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT CS-104

Tutto ciò che occorre in un unico sistema:

- ✦ Acquisizione ECG wireless
- ✦ Spirometria a ultrasuoni opzionale con SpiroScout SP plus
- ✦ Stazione di lavoro integrata per la revisione dei dati



TUTTE LE POSSIBILITÀ IN UN UNICO SISTEMA

- ✦ ECG a riposo con programma di analisi ECG SCHILLER ETM ed ETM Sport, l'interpretazione automatica per gli atleti
- ✦ Registrazione del ritmo a riposo fino a 20 minuti, con rilevamento opzionale delle aritmie
- ✦ ECG da sforzo con rilevamento opzionale delle aritmie
- ✦ ECG vettoriale (opzionale)
- ✦ Spirometria, basata sulla tecnologia a ultrasuoni di SpiroScout SP plus (opzionale)



Spirometro a ultrasuoni
SpiroScout SP plus

STAZIONE DI LAVORO PER LA REVISIONE DEI DATI

CARDIOVIT CS-104 offre ampie funzionalità di revisione per i dati acquisiti localmente e le registrazioni di tutti i dispositivi SCHILLER collegati al Server SCHILLER. Connettività bidirezionale (compresi lista di lavoro e PDQ) ai sistemi EMR, HIS e PACS.

ECG WIRELESS

Il modulo wireless MS-12 blue semplifica fortemente l'acquisizione degli ECG, consentendo all'utente di lavorare liberamente in ogni ambiente e ridurre al minimo gli artefatti di movimento. Sdraiato sul lettino o correndo sul tappeto ruotante, il paziente ha la massima possibilità di muoversi e quasi non si accorgerà di questo dispositivo piccolo e leggero (115 g).

QUALITÀ SVIZZERA - PRONTO ALL'USO

Con CARDIOVIT CS-104, SCHILLER offre un sistema ECG completo, pronto all'uso in ambulatori, cliniche ed ospedali.

L'unità include un PC, un monitor, un carrello e un modulo di acquisizione wireless (MS-12 blue) o cablato (MS-12 USB). Tutto è preinstallato e testato da SCHILLER, pronto all'uso in ambulatorio clinico.

Interfaccia utente intuitiva
e personalizzabile

Maniglia morbida
posizionata ad altezza
regolabile

Modulo di acquisizione ECG
wireless piccolo ma potente,
con visualizzazione del
segnale su schermo e
assistente di collegamento

Contenitore trasparente
per conservare e
trasportare gli articoli
medici

Ruote scorrevoli per
manovrare facilmente
il carrello





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125040 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

La disponibilità del dispositivo sul mercato è soggetta ad approvazione normativa.



SCHILLER
The Art of Diagnostics