

TAPPETI ROTANTI

Linea completa per utilizzo Clinico,
Riabilitativo e Medicina dello Sport

MODELLI :

- 870 A - **Clinical**
- 870 S - **Sport**
- 870 C - **Athlete**

Top di gamma



Nastro dalle caratteristiche uniche
- Spessore triplo progettato per garantire il massimo assorbimento di energia rendendo l'utilizzo il più confortevole possibile
- Garanzia di lunga durata

Manubri "Chiusi" :
- Rivestimento in gomma antiscivolo per la massima sicurezza del Paziente.
- Contribuiscono al miglioramento della rigidità strutturale e meccanica del Sistema.

TAPPETI ROTANTI

Specifiche Tecniche

MODELLI	870 A - CLINICAL	870 S - SPORT	870 C - ATHLETE
DIMENSIONI	Lungh. - Largh. : 205 - 80 cm Altezza : 112 cm	Lungh. - Largh. : 230 - 89 cm Altezza : 115 cm	Lungh. - Largh. : 252 - 96 cm Altezza : 115 cm
PESO	163 kg	220 kg	245 kg
SUPERFICIE DI CAMMINAMENTO	50 - 147 cm Altezza da terra : 22 cm	58 - 171 cm Altezza da terra : 16 cm	65 - 193 cm Altezza da terra : 16 cm
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE	200 kg	200 kg	180 kg
INTERVALLO VELOCITA'	0-20 km/h	0-25 km/h	0-32 km/h
INCREMENTI VELOCITA'	0,1 km/h	0,1 km/h	1 km/h
INTERVALLO INCLINAZIONE	0 - 25%	0-22 % (0-25% opzionale)	0-20 % (0-25% opzionale)
INCREMENTI INCLINAZIONE	0,5 %	0,5 %	0,5 %
MOTORE VELOCITA'	Asincrono trifase 2 HP, AC	Asincrono trifase 3 HP, AC	Asincrono trifase 4 HP, AC
MOTORE ELEVAZIONE	90 Watt DC	90 Watt DC	90 Watt DC
TENSIONE	230 V 50 Hz (opzionale : 115 V AC, 60 Hz)	230 V 50 Hz (opzionale : 115 V AC, 60 Hz)	230 V 50 Hz (opzionale : 115 V AC, 60 Hz)
POTENZA	1,5 KVA : Potenza continua max. 5,0 KVA : Picco Potenza	2,2 KVA : Potenza continua max. 7,5 KVA : Picco Potenza	2,2 KVA : Potenza continua max. 7,5 KVA : Picco Potenza
INTERFACCIAMENTO PC	RS 232 o USB	RS 232 o USB	RS 232 o USB
SICUREZZA ELETTRICA	Conforme alle Direttive IEC 60601-1	Conforme alle Direttive IEC 60601-1	Conforme alle Direttive IEC 60601-1

OPTIONS

- PC console dotata di display da 11" di tipo Touch Screen
 - Fascia cardio per monitoraggio HR Bluetooth
 - Modulo ECG computerizzato Medcard
 - Saturimetro SA02
- Interruttore a strappo di sicurezza (funzione Auto-Stop)
- Maniglie di supporto di tipo "corto" (solo per mod. 870A)
- Struttura supporto paziente a cintura (funzione Auto-Stop)
- Maniglie pediatriche




MANUBRI
PEDIATRICI



MANUBRI CORTI

CONSOLE DI COMANDO



STRUTTURA
SUPPORTO
PAZIENTE
A CINTURA
(FUNZIONE
AUTO-STOP)



Per informazioni su prodotti diversi, fare riferimento alle brochures specifiche.

BELGIUM HEADQUARTER
P.A.E. de Sorinnes
Route de la Voie Cuivrée 1
B-5503 Sorinnes - Belgium
Tel: +32 (0)82 22 30 20
Fax: +32 (0)82 22 33 34
info@medisoft.be
www.medisoft.be

MEDISOFT FRANCE
Rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 8
59000 Lille
Tel: +33 (0)825 280 030
Fax: +33 (0)320 787 609
info@medisoft.fr
www.medisoft.fr

MEDISOFT ITALIA
Via Germania, 14
35127 CAMIN (PD)
ITALY
Tel: +39 049 87 03 355
Fax: +39 049 87 03 388
info@medisoft-ram.it
www.medisoft-ram.it

MEDISOFT GERMANY GmbH
Universitätsstraße, 136
D-44799 Bochum
GERMANY
Tel.: +49 (0) 234 976-58410
Fax: +49 (0) 234 976-69507
info@medisoft-pft.de
www.medisoft-pft.de

MEDISOFT CHINA
West Tower,
Shun Tak Centre
168 Connaught Road Central
Hong Kong
Tel: +852 2701 0255
Fax: +852 2704 5092
postmaster@medisoft-china.com

