


ergoselect 10 – Specifiche tecniche

Dimensioni



ergoselect 10 – Specifiche tecniche

Ergometro a lettino		ergoselect 10		
Regolazione della superficie del lettino (inclinazione)	Inclinabile di 38° orizzontalmente, continua, guidata da motore tramite telecomando			
Regolazione del sedile	continua, guidata da motore tramite telecomando			
Telecomando, cavo/wireless	● / ○			
Superficie del lettino	200 cm x 65 cm			
Altezza del lettino (lettino per esami)	73 cm			
Tessuto imbottito	Di facile manutenzione, resistente alle abrasioni, antimicrobico, antibatterico, conforme alla norma JIS Z 2801, resistente ai disinfettanti, conforme ai requisiti della legge tedesca sui dispositivi medici (MPG), conforme alla norma DIN EN ISO 10993-5, -10			
Peso paziente (max.)	200 kg			
Pannello di comando				
Sistema frenante	Freno elettrodinamico controllato da computer			
Trasmissione	Speciale tecnologia con cinghia multi-stadio (nessuno scivolamento, bassa usura)			
Carico	Da 6 a 450 W, indipendente dal numero di giri			
Precisione	Ai sensi della norma DIN VDE 0750-238			
Intervallo di variazione del numero di giri	Da 30 a 130 giri/min			
Pannello di comando	Tipo "D"	Tipo "M"	Tipo "P"	Tipo "T"
Integrato/su supporto separato	● / –	– / ○	– / ○	– / ○
Display, numerico	–	Carico, velocità (giri/min), tempo, pressione arteriosa (LCD)		Display a colori da 7 pollici
Display, grafico (per es. curva di carico o del polso)	–	–	–	●
Display paziente	–	velocità con intervallo di valori target, orientabile		
Tastiera	–	–	Tastiera a membrana	Tastiera touch
Protocolli di ergometria				
Programmabili dall'utente	–	–	10	10
Controllo manuale del carico	–	–	●	●
Protocolli di allenamento				
Programmabili dall'utente	–	–	–	10
Test di performance preprogrammati	–	–	–	3
Moduli di espansione opzionali				
Misurazione automatica della pressione arteriosa	○	○	○	○
SpO2	–	–	○	○
Interfacce				
digitale (RS-232, USB)/Bluetooth/WiFi	● / ○ / ○			
Dimensioni e peso				
Ergometro a lettino		Ergometro a lettino con imballaggio		
Lunghezza: 220 cm		Lunghezza: 230 cm		
Larghezza: 90 cm (con accessori)		Larghezza: 98 cm		
Altezza: 180 cm (max.)		Altezza: 110 cm		
Peso: circa 217 kg		Peso: circa 259 kg		
Varie				
Alimentazione		Da 100 a 240 VAC / da 50 a 60 Hz / max. 200 VA		

● Standard ○ Modulo opzionale