


ergoselect 12 – Specifiche tecniche

Dimensioni



ergoselect 12 – Specifiche tecniche

Ergometro a lettino		ergoselect 12		
Regolazione della superficie del lettino (inclinazione)	Inclinabile di 38° orizzontalmente e di 39° lateralmente, continua, guidata da motore tramite telecomando, 3 posizioni programmabili dall'utente			
Regolazione del sedile	Continua, guidata da motore tramite telecomando			
Telecomando, cavo/wireless	● / ○			
Superficie del lettino	200 cm x 65 cm			
Altezza del lettino (lettino per esami)	73 cm			
Tessuto imbottito	Di facile manutenzione, resistente alle abrasioni, antimicrobico, antibatterico, conforme alla norma JIS Z 2801, resistente ai disinfettanti, conforme ai requisiti della legge tedesca sui dispositivi medici (MPG), conforme alla norma DIN EN ISO 10993-5, -10			
Peso paziente (max.)	200 kg			
Abbassamento di emergenza (in caso di guasto della corrente)	Batterie ricaricabili integrate, abbassamento nella posizione di riposo con pulsante di emergenza			
Unità freni				
Sistema frenante	Freno elettrodinamico controllato da computer			
Trasmissione	Speciale tecnologia con cinghia multi-stadio (nessuno scivolamento, bassa usura)			
Carico	Da 6 a 450 W, indipendente dal numero di giri			
Precisione	Ai sensi della norma DIN VDE 0750-238			
Intervallo di variazione del numero di giri	Da 30 a 130 giri/min			
Pannello di comando	Tipo "D"	Tipo "M"	Tipo "P"	Tipo "M"
Integrato/su supporto separato	● / –	– / ○	– / ○	– / ○
Display, numerico	–	Carico, velocità (giri/min), tempo, pressione arteriosa (LCD)		Display a colori da 7 pollici
Display, grafico (per es. curva di carico o del polso)	–	–	–	●
Display paziente	–	Velocità con intervallo di valori target, orientabile		
Tastiera	–	–	Tastiera a membrana	Tastiera touch
Protocolli di ergometria				
Programmabili dall'utente	–	–	10	10
Controllo manuale del carico	–	–	●	●
Protocolli di allenamento				
Programmabili dall'utente	–	–	–	10
Test di performance preprogrammati	–	–	–	3
Moduli di espansione opzionali				
Misurazione automatica della pressione arteriosa	○	○	○	○
Interfacce				
Digitale (RS-232, USB)/Bluetooth/WiFi	● / ○ / ○			
Dimensioni e peso				
Ergometro a lettino	Ergometro a lettino con imballaggio			
Lunghezza: 220 cm	Lunghezza: 230 cm			
Larghezza: 90 cm (con accessori)	Larghezza: 98 cm			
Altezza: 180 cm (max.)	Altezza: 110 cm			
Peso: circa 255 kg	Peso: circa 295 kg			
Varie				
Alimentazione	Da 100 a 240 VAC / da 50 a 60 Hz / max. 200 VA			

● Standard ○ Modulo opzionale