

Una qualità sulla quale potete contare:

Dallo sviluppo alla produzione, tutti i prodotti ergoline sono soggetti a un sistema di gestione della qualità secondo gli standard EN ISO 13485.

Presentano tutti il marchio CE e soddisfano i requisiti della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.



ergoselect | 5

CICLOERGOMETRO

QUALITÀ PREMIUM
 **ergoline**
MOVING TO HEALTH
MADE IN GERMANY

FOGLIO DATI

ergoline GmbH
Lindenstrasse 5 | 72475 Bitz, Germany
Tel.: +49 (0) 7431 - 9894 0 | Fax: +49 (0) 7431 - 9894 128 | email: info@ergoline.com
www.ergoline.com

ergoline
MOVING TO HEALTH

ergoselect 5

Sofisticato. Multifunzionale. Unico.

La nuova serie di ergometri di ergoline combina la tecnologia avanzata con uno straordinario design, per una gamma di prodotti convincente.

Gli ergometri medicali ad alte prestazioni della serie *ergoselect* sono sinonimo di massima qualità, orientamento al cliente e funzionalità illimitata.



Pannello di controllo M
(display LCD)
- telecomando



Pannello di controllo P
(display LCD)
- telecomando
- ergometria
- modalità manuale



Pannello di controllo T
(touch display a colori)
- telecomando
- ergometria
- allenamento / test
- modalità manuale

Dati tecnici

Ergometro		ergoselect 5	
Sistema frenante	freno elettromagnetico a microprocessore		
Trasmissione	speciale tecnologia a due stadi con cinghie di trasmissione (senza slittamento e con minima usura)		
Carico	6 - 999 Watt, indipendente dalla velocità		
Precisione	secondo norma DIN VDE 0750-238		
Intervallo di velocità	30 - 130 g/min		
Regolazione manubrio	inclinazione di 360° ●		
	altezza manubrio con motore ○		
Regolazione altezza del sedile	continua meccanica ●		
	con molla a gas ○ / con motore (incluso il paziente) ○		
Altezza paziente	ca. 120 cm - 210 cm		
Peso paziente (max.)	160 kg ● / 200 kg ○		
Pannello di controllo	M (telecomando)	P (ergometria)	T (touch a colori)
Display, numerico	Carico, giri/min, tempo, pressione sanguigna, frequenza cardiaca (LCD)		Display a colori 7"
Display, grafico (p. es. carico, frequenza cardiaca)	—	—	●
Display paziente	Velocità (giri/min), altezza sella (con motore sella opzionale)		
Tastiera	—	Tastiera a membrana	Tastiera a sfioro
Protocolli di esercizio			
Programmabili dall'utente	—	10	10
Controllo manuale del carico	—	●	●
Protocolli di allenamento			
Programmabili dall'utente	—	—	10
Protocolli per test predefiniti	—	—	3
Opzioni			
Misurazione della pressione sanguigna automatica	○	○	○
Misurazione della saturazione dell'ossigeno	—	○	○
Set Cardio (ricevitore frequenza cardiaca / fascia toracica)	—	○	○
Interfacce			
Digitale (RS-232, USB) / Bluetooth / WiFi		● / ○ / ○	
Varie			
Dimensioni, max. (largh. x lungh. x prof.)	ca. 106 cm x 54 cm x 125 cm		
Peso	ca. 66 kg (in funzione delle opzioni)		
Alimentazione	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 50 VA max		